

1002286 - Lames de bistouri nr 20 - stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le No. 20 est une version large du couteau à bistouri No.10 avec un tranchant incurvé et un dos plat non aiguisé.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Swann Morton |
| Composition | Acier inoxydable |
| Stérile | Oui |
| Normes | ISO 1385:2016 |
| Numéro du bistouri | 20 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |