

## 1101303 - Tensiomètre manuel DS65 - 1 tuyau - brassard velcro - étui - 1 pc



### Déscription

Le Durashock DS 65 est un tensiomètre solide doté d'un bouton-poussoir central, utilisable aussi bien par les gauchers que par les droitiers. Le tensiomètre est livré avec un brassard monobloc sans latex et une pochette de rangement. Le tensiomètre Durashock résiste aux chocs et à une chute de 70 cm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes