

1542183 - Aiguilles Huber - 19G x 3/4" - 1 x 12 pcs



Déscription

Les aiguilles Gripper® Huber sans site Y sont exemptes de latex et de silicone et conviennent à l'administration ou au retrait de liquides.

Avec un Luer-Lock pour éviter les risques de fuites lors de la libération.

Spécifications

Marque	Smiths Medical
Composition	PVC, ABS, aiguille: acier inoxydable, sans DEPH
Sans latex	Non
Stérile	Oui
Dimensions	19G x 3/4"
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte