


## 1576091 - Set de montage assise douche 2202.2 00 - 2203.200 - anthracite - 1 pc



### Déscription

Set de montage pour siège de douche version couleur anthracite, pour couvrir les points de montage et fixer la partie arrière au mur. Le crochet arrière est blanc.

### Spécifications

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                     | Linido                       |
| <b>SKU leverancier</b>            | LI2803.0000-11               |
| <b>sku</b>                        | 1576091                      |
| <b>Catégorie assise de douche</b> | Accessoires assise de douche |
| <b>Couleur</b>                    | Anthracite                   |
| <b>Type d'emballage</b>           | Pièce                        |