

## 1572286 - DT-100B accu + 6 x électrodes 1m + 4 x électrodes 1,30 m



### Déscription

Le bras de support télescopique T pour une utilisation pratique mobile. Version autonome, avec unité de vide intégrée DT100. Après examen, le bras peut être rangé de manière compacte - parfait là où l'espace est limité.

#### Avantages

- Commande mobile
- plaque inférieure
- Conception très solide
- Largeur 38cm
- Profondeur 40 cm
- Quatre roulettes dont deux verrouillable

### Spécifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                    | Strässle  |
| <b>sku</b>                       | 1572286   |
| <b>Normes</b>                    | EN ISO 14971 EN 980 EN ISO 1041 EN ISO 13485:2016 |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I                      |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce   |