

## 1600149 - Maimed® set à pansement 7 - stéril - 1 x 100 pcs



### Déscription

Le set stérile MaiMed® 7 convient à une utilisation quotidienne dans le soin des plaies, pour le traitement des plaies externes.

Le set de pansement se compose de :

- 5 x compresses de gaze 20 x 20 cm; 100% coton
- 1 x champ stéril bleu 2-plis, 45 x 45 cm
- 1 x pince verte

### Spécifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                    | Maimed  |
| <b>Contenu des sets stériles</b> | Compresse de gaze: 5pcs, champ: 1pc, pince: 1pc |
| <b>Blister</b>                   | 3 pièces  |
| <b>Méthode de stérilisation</b>  | Oxide d'éthylène                                |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe Is                     |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte   |