

1550877 - Molift RgoSling HighBack Padded - avec boucles - XS - 1 pc



Déscription

Le sangle Molift RgoSling HighBack est un sangle de levage polyvalent qui convient aux situations domestiques et institutionnelles. Le RgoSling HighBack offre un soutien pour le corps et la tête. Cela permet une légère inclinaison pour les utilisateurs dont la stabilité du tronc et de la tête est réduite. Les élingues de levage sont particulièrement adaptées au levage vers et depuis une position allongée et au levage depuis le sol.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Marque | Molift |
| Composition | Polyester et mousse de polyéthylène |
| Appui-tête | Oui |
| Fixation sangles | Boucles |
| Poids maximal de l'adulte | 300 kg |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | XS |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de sangles | Allround tilband |