

1532228 - Brassard velcro + poumon avec 1 tuyau - adultes - 1 pc



Déscription

Brassard à velcro convenant à tous les tensiomètres numériques Boso. Il est important de choisir le bon brassard pour obtenir des résultats fiables et précis.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Boso Clinicus I
Portée du brassard	22 - 32 cm
sku	1532228
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	M
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro