

## 1558591 - Bavoirs jetables - 2 plis - découpe arrondie - 38 x 70 cm - 6 x 100 pcs



### Déscription

Bavoir jetable 2 épaisseurs avec col rond et canal de drainage en bas.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>Dimensions du produit</b>	L 38 cm, L 70 cm
<b>Composition</b>	Tissue: 18 g/m <sup>2</sup> , Film PE 0,014 mm
<b>sku</b>	1558591
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de bavoir</b>	Bavoirs jetables