

## 1560950 - CryoPen XP - (4 applicateurs inclus) - 1 pc



### Déscription

Le CryoPen XP est un modèle puissant adapté à un usage intensif et varié. Grâce aux applicateurs de haute précision, on utilise moins de gaz et le délai d'exécution est plus long, pour un meilleur retour sur investissement. Les utilisateurs types sont les ophtalmologues, les dermatologues, les esthéticiens, les gynécologues, les médecins généralistes, les pédiatres et les vétérinaires qui utilisent fréquemment le CryoPen. CryoPen XP convient également aux cabinets médicaux mixtes où plusieurs médecins se partagent les instruments et souhaitent disposer d'une large gamme d'applicateurs et de réglages de puissance.

## Spécifications

<b>Marque</b>	H&O Equipments
<b>Applicateurs inclus</b>	Anneau bleu ( 1 - 3 mm) Anneau gris ( 2 - 4 mm) Anneau jaune (5 - 8 mm) Anneau vert (3 - 5 mm)
<b>Catégorie cryothérapie</b>	Cryopen
<b>Convient pour</b>	Cartouches 8g N2O Cartouches 16g N2O
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Traitement cryothérapie</b>	Tous types de lésions bénignes
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Utilisateurs</b>	Dentistes Dermatologues Esthétique Médicale Gynécologues Généralistes Instituts de beauté Ophtalmologistes Podologues Pédiatres Vétérinaires
<b>Utilisation</b>	Utilisation intensive et variée