

**1543925 - Coussin de positionnement - 28 x 38 cm x 200 cm - 1 pc**



## Déscription

Cet oreiller appelé Positioner permet de mobiliser la nuque ou la tête car il s'adapte parfaitement à l'ondulation des vertèbres cervicales grâce à son garnissage en micro-grains. Il s'utilise en position allongée, assise ou semi-assise.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Dimensions du produit</b>	L 38 cm, L 200 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCM11100
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	PU
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	PU
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce