

1543925 - Coussin de positionnement - 28 x 38 cm x 200 cm - 1 pc



Déscription

Cet oreiller appelé Positioner permet de mobiliser la nuque ou la tête car il s'adapte parfaitement à l'ondulation des vertèbres cervicales grâce à son garnissage en micro-grains. Il s'utilise en position allongée, assise ou semi-assise.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 38 cm, L 200 cm
SKU leverancier	RCM11100
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1543925
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce