


## 1004473 - Alldress - stérile® - 15 x 15 cm - 1 x 10 pcs



### Déscription

Alldress® est conçu pour absorber, protéger et maintenir un environnement humide dans les plaies ouvertes et fermées, en tant que pansement primaire ou secondaire. Le film dorsal imperméable agit comme une barrière contre les bactéries et les virus, protégeant la plaie de l'eau et de l'infection. La couche adhésive à base d'eau, respectueuse de la peau, assure une fixation en douceur.

### Avantages

- Respirant
- Réduction du risque de macération
- Le film dorsal forme une barrière contre les bactéries et les virus.
- Convivialité du site
- Adhésif à base d'eau respectueux de la peau

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>Compresse</b>	Oui
<b>Perforé</b>	Non
<b>sku</b>	1004473
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIb
<b>Taille</b>	15 x 15 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte