

1552678 - Manumed Traction - 4-parties - modèle 926 électrique



Déscription

La table Manumed Traction répond aux applications thérapeutiques de traction cervicale et lombaire. Le plateau coulissant empêche le frottement des hanches et des jambes durant la séance, évitant ainsi toute perte de la force de traction. La Manumed Traction est disponible en 2 modèles: avec hauteur fixe ou réglable. La table de traction à hauteur variable peut aussi être facilement utilisée comme table de traitement car la partie mobile coulissante peut être bloquée.

Avantages

- Plateau coulissant (blocage possible)
- Supports pour l'appareil de traction (Eltrac 471)
- Rails de fixation pour sangles de maintien
- Pour utilisation comme table de traction ou de traitement classique
- Position de traitement très détendue en décubitus ventral avec partie tête séparée (option)

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 203 cm
Hauteur	45 - 95 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	200 kg
Temps de réglage de la hauteur	18 s
Contrôle de hauteur standard	Commande phériférique
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	4-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce