

## 1020815 - Sterican® - aiguilles insuline - 23G x 1/5" - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les aiguilles hypodermiques Sterican® avec connecteur Luer-Lock ont une paroi fine avec une surface lisse et une légère couche de silicone. Ces aiguilles garantissent une douleur minimale lors de la ponction. Le connecteur est doté d'un code couleur conforme aux normes ISO.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Composition</b>	Aiguille: acier inoxydable, connexion Luer-Lock: polypropylène
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Longueur de l'aiguille</b>	80 mm
<b>Diamètre aiguille</b>	0.6 mm
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Dimensions</b>	23G x 1/5"
<b>Dimensions en mm</b>	0,60 x 80 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte