

1020815 - Sterican® - aiguilles insuline - 23G x 1/5" - 1 x 100 pcs



Déscription

Les aiguilles hypodermiques Sterican® avec connecteur Luer-Lock ont une paroi fine avec une surface lisse et une légère couche de silicone. Ces aiguilles garantissent une douleur minimale lors de la ponction. Le connecteur est doté d'un code couleur conforme aux normes ISO.

Spécifications

Marque	Braun
Composition	Aiguille: acier inoxydable, connexion Luer-Lock: polypropylène
Stérile	Oui
Longueur de l'aiguille	80 mm
Diamètre aiguille	0.6 mm
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1020815
Couleur	Bleu
Dimensions	23G x 1/5"
Dimensions en mm	0,60 x 80 mm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte