


1003999 - 3M™ Medipore™ + pad - 10 x 20 cm - 1 x 25 pcs



Déscription

3M™ Medipore™ + Pad est un pansement adhésif multifonctionnel et stérile. Utilisation secondaire ou primaire pour traiter les coupures, les écorchures et les plaies avec un exsudat léger à modéré. De plus, pour sécuriser les dispositifs médicaux et protéger les cathéters à trou d'insertion. Ce pansement souple se compose d'un tampon absorbant non adhésif avec un grand patch adhésif hypoallergénique non tissé. Les coins arrondis empêchent le pansement de se détacher.

Spécifications

Marque	3M™
Composition	Couche support: polyester non-tissé, compresse: viscose, colle: polyacrylate
Compresse	Oui
Perforé	Non
sku	1003999
Stérile	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Taille	10 x 20 cm
Type d'emballage	Boîte