

## 1024875 - 3M™ Transpore™ - 2,5 cm x 9,14 m - 1 x 12 pcs



### Déscription

3M™ Transpore™ est un ruban médical transparent et perforé, doté de perforations bidirectionnelles pour un arrachage facile et d'une force adhésive moyenne. La bande est hypoallergénique et convient parfaitement aux peaux sensibles. La bande permet à la peau de respirer, elle est hydrofuge et résistante à l'humidité. Après le retrait, aucun résidu n'est laissé sur la peau.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Dimensions du produit</b>	L 2.5 cm, L 914 cm
<b>Composition</b>	Synthétique
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte