

1572331 - Gants d'examen Nitrile - non-stérils - bleu - S - 10 x 100 pcs



Déscription

Texa® Nitrile sont des gants d'examen professionnels avec un excellent rapport qualité-prix. Convient aux applications médicales non stériles. Idéal pour les utilisateurs allergiques au latex, les gants sont non-poudrés.

Spécifications

Marque	Texa
Conforme à la norme HACCP	Non
Poudré	Non
Normes	EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4; ISO 10993-1; ISO 10993-10; ISO 2859-1; EN 15223-1; ISO 14971; EN 420; ISO 374-1; ISO 374-2; EN 16523-1; ISO 374-4; ISO 374-5; EN 1186-1
Longueur de la manchette	24 cm
Composition	Nitrile
Stérile	Non
Couleur	Bleu
Méthode de stérilisation	Non applicable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	S
Type d'emballage	Carton