

1510793 - Anses auriculaires jetables - vert - 1 x 50 pcs



Déscription

Les anses auriculaires MicroLoop® vert sont légèrement plus rigides mais en moins flexibles et conçue pour éliminer les bouchons de cérumen tenaces. L'avantage de Microloop par rapport aux curettes plus dures en acier inoxydable est qu'elles provoquent moins de douleur et d'inconfort, tout en réduisant le risque d'endommager ainsi que la membrane tympanique.

Spécifications

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Qualité instruments | Jetable |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Boîte |