

## 1601546 - Kit de recharge pour - Medic food Large - 1 pc



### Déscription

Ce kit de réapprovisionnement pour la boîte MDCI contient les produits suivants:

- 20 x Pansement bleu élastique 19 x 72 mm
- 20 x Pansement bleu élastique 25 x 72 mm
- 10 x Pansement bleu élastique 50 x 72 mm
- 9 x Pansement bleu élastique pour le bout des doigts
- 30 x Pansement bleu élastique 180 x 20 mm
- 1 x Pansement bleu élastique 6 cm x 1 m
- 1 x Spray nettoyant 10 x Compresse 5 x 5 cm détectable par métal
- 2 x Bandage élastique bleu 6 cm x 4 m
- 2 x Bandage élastique bleu 8 cm x 4 m
- 2 x Bandage rapide bleu 6 cm x 4 m
- 2 x Bandage rapide bleu 8 cm x 4 m
- 1 x Sparadrap bleu 2,5 cm x 5 m
- 1 x Bandage triangulaire bleu
- 1 x Bandage adhésif bleu 5 cm x 4,5 m
- 1 x Gel pour brûlures
- 5 x Pansement pour brûlures
- 5 x Compresse 5 x 5 cm non adhésive
- 2 x Gants bleus
- 1 x Couverture de survie
- 1 x Masque de ventilation bucco-nasal
- 5 x Doigts en textile
- 5 x Doigts en caoutchouc

## Spécifications

<b>Marque</b>	Detectaplast
<b>sku</b>	1601546
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Paquet