

1543644 - Gobelet - couvercle 12 mm - vert - 250 ml - 1 pc



Déscription

Ce gobelet est lavable au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C et autoclavable jusqu'à 130 °C.

Spécifications

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Marque | Dr. Junghans |
| Composition | Polypropylène |
| Couverture | Oui |
| Anse | Oui |
| Coupe isolante | Non |
| Indication d'échelle | Non |
| sku | 1543644 |
| Contenu | 250 ml |
| Couleur | Vert |
| Type d'emballage | Pièce |