

1543954 - Protecteur de main - soft - paire - 1 paire



Déscription

Conçue en fibres siliconées et recouvertes d'un coton souple et aéré. Minimisent les mouvements de la main tout en douceur. 1 taille.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque | Renol |
| SKU leverancier | RCP01100 |
| Normes | EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Paire |