

1571698 - kBox4 Active Platform



Déscription

C'est le modèle de base et l'outil parfait pour la musculation et la revalidation au meilleur prix. Convient pour le fitness à domicile, les entraîneurs personnels et les cours collectifs.

- Modèle d'entrée de gamme
- Pour un usage individuel à domicile
- Entraînement avec 1-2 Flywheel
- Inertie jusqu'à 0,100 kgm²
- Compatible avec kMètre
- Poids : 15 kg

Spécifications

Marque	Exentric
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce