

1543988 - Sangles chevilles sécurisées - 2 fixations chevilles cousues sur la sangle principale - taille unique - 16-32 cm - 1 pc



Déscription

Utilisez cette sangle pour immobiliser les chevilles du patient. La fixation ne comprime pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Option nécessaire : 4 serrures+ 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFA17550
Options nécessaires	4 serrures et 1 clé
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543988
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + serrure
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	Ne s'applique pas
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Paire
Type de fixation	Fixation cheville
Usage de la fixation	Au lit/brancard