

## 1540915 - Tampons de gaz - diamètre 35 mm - emballé par 5 pcs - stérils - 30 x 5 pcs



### Déscription

Tampons de gaz stérils pour traiter les plaies ou désinfecter de grandes surfaces de peau. Les écouvillons sont composés à 100% de coton blanchi au peroxyde et ont un anneau en silicone élastique. Ils ont un diamètre de 35 mm.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Sterisets
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	100 % coton, 17-fils, anneau: silicone
<b>sku</b>	1540915
<b>Méthode de stérilisation</b>	Vapeur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Taille</b>	17 x 20 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte