

1575351 - 3M™ Littmann® Core stéthoscope numérique - casque - noir - 1 pc



Smartphone niet inbegrepen bij dit product.

Déscription

Le stéthoscope numérique 3M™ Littmann® CORE bénéficie de l'acoustique, du confort et de la qualité exceptionnels d'un stéthoscope de qualité cardiologique 3M™ Littmann®, renforcés par une puissante technologie digitale. Des fonctionnalités telles que l'amplification jusqu'à x40 et la réduction actIV™e du bruit ambiant peuvent vous aider à ausculter avec une confiance accrue. Le stéthoscope 3M™ Littmann® CORE se connecte avec le logiciel Eko sur un appareil mobile pour visualiser, enregistrer et partager des données.

Spécifications

Marque	3M™
Poids du produit	0.232 kg
Longueur du tube	69 cm
Digital	Oui
Membrane réglable	Oui
Composition	Membrane: époxy et fibre de verre, contour d'oreille: aluminium anodisé, pièce de poitrine: acier inoxydable sans latex
sku	1575351
Application	Cardiologie
Construction binaurale	Double tube
Couleur	Noir
Couleur de la poignée	Noir
Finition du pavillon	Noir Matte
La technologie du pavillon	Double face
Performances acoustiques	10+
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de stéthoscope	CORE digital