

1601071 - Schiller Fred Easy Semi-Automatique Néerlandais



Déscription

Le défibrillateur externe semi-automatique FRED easy rend la réanimation encore plus simple et plus efficace. Il représente l'appareil idéal pour les professionnels de la santé comme pour le grand public (PAD).

FRED easy est disponible dans les versions suivantes :

- Mode entièrement automatique : fixer les électrodes au patient, allumer l'appareil et laisser l'appareil analyser et délivrer le choc si nécessaire.
- Mode semi-automatique : fixer les électrodes sur le patient, allumer l'appareil et suivre les instructions, appuyer sur le bouton de choc si l'appareil le recommande.
- Mode manuel : les médecins peuvent désactiver le mode DAE et décider de défibriller ou non.

Spécifications

Marque	Schiller
Poids	3 kg
Type d'emballage	Pièce