

## 1575501 - Chaise d'examen gynécologique gMotio - hauteur variable électrique appui-pieds électriques - éclairage intégré - 1 pc



### Déscription

La chaise d'examen gMotio destiné à la gynécologie est conçu pour offrir un traitement efficace et confortable, tant pour le patient que pour le médecin. Réduit l'effort des patients handicapés avec la position de réception jusqu'à 57 cm du sol, en assistant électriquement tous les mouvements du patient. Le fauteuil garantit un examen en douceur grâce au repose-jambes extensible intégré pour une position allongée, 3 positions programmables dont la position de départ, l'examen général et l'inclinaison. La chaise a une hauteur variable de 57 à 118,5 cm (avec inclinaison) et des roues rétractables intégrées pour les petits mouvements. Le rembourrage sans couture est facile à entretenir.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Promotal
<b>Dimensions du produit</b>	L 66 cm, L 189 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	57-108 cm
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Capacité de levage</b>	205 kg
<b>sku</b>	1575501
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce