

## 1559484 - Schiller medilog®AR - cable 7 brins - 1 pc



### Déscription

Détection de la fibrillation auriculaire/du flutter auriculaire en zéro seconde grâce à l'analyse de l'onde P, maniement aisé, rapide et hygiénique, flexibilité du concept à batterie double pour une durée d'enregistrement de plus de 14 jours. Voici en quoi consiste le Holter medilog®AR de SCHILLER.

Le Holter medilog®AR de SCHILLER est robuste, à l'épreuve des chocs et des infiltrations d'eau, en plus d'être facile à nettoyer. Grâce au concept de batterie double, les patients peuvent être suivis pendant plus de 14 jours sans devoir consulter le médecin pour un changement de pile. La détection de la fibrillation auriculaire/ du flutter auriculaire en zéro seconde, basé sur l'analyse de l'onde P, est l'un des points saillants de cette solution Holter.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1559484
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/53/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce