

1560616 - COMPASS 600 - Trunk Extension/Flexion



Déscription

Entraînement de force pour le torse avec un poids d'entraînement de 0 à 84 kg avec des incréments de 1 kg. Il est possible de régler la surface du siège et du dossier, ainsi que la position de départ de l'appareil. Comprend un pointeur laser pour un positionnement optimal. Convient aux personnes pesant jusqu'à 200 kg.

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1560616
Modèle	Trunk Extension/Flexion
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce