

## 1574726 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax bébé - grey lined - 1 pc



### Déscription

Taie d'oreiller Fico relax pour oreiller bébé, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de munir l'oreiller d'une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, la housse en éponge est lavable à 85°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Couleur housse</b>	Gris ligné
<b>Lavable</b>	60°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Coton/polyester
<b>Type d'emballage</b>	Pièce