

1574726 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax bébé - grey lined - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico relax pour oreiller bébé, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de munir l'oreiller d'une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, la housse en éponge est lavable à 85°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1574726
Couleur housse	Gris ligné
Lavable	60°
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton/polyester
Type d'emballage	Pièce