

## 1545193 - Stéthoscope chromé - non-stérile - noir - 1 pc



### Déscription

Stéthoscope avec membrane plate.

### Spécifications

<b>Digital</b>	Non
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Composition</b>	Aluminium, acier inoxydable, PVC (DEPH), zinc
<b>Application</b>	Examen physique
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce