

1559299 - Mosys chariot universel avec 2 étagères - 1220 x 610 x 1090 mm - 1 pc



Déscription

Système MOSYS en acier chromé - système facile à monter sans outils - étagères réglables en hauteur tous les 25 mm.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 122 cm, H 109 cm
Profondeur du produit	610 mm
Composition	Acier chromé
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce