

## 1574543 - Tensiomètre digital BP B1 Classic - mémoire 30 mesures - brassard flexible avec portée 22-42 cm - bras supérieur - 1 pc



### Déscription

Le BP B1 Classic est un tensiomètre précis dont la vitesse et le contrôle de la pression sont optimaux pendant la lecture de la tension artérielle. Cette technologie Gentle+ offre un plus grand confort et réduit la durée d'une mesure. En outre, ce tensiomètre est doté de la technologie IHB, qui détecte un éventuel rythme cardiaque irrégulier. Il est équipé de 30 mémoires avec un affichage de la moyenne de toutes les mesures. Le tensiomètre fonctionne avec 4 piles AAA.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques