

## 1575802 - 3M™ Littmann® Core stéthoscope numérique - 1 pc



### Déscription

Le stéthoscope numérique **3M™** Littmann® CORE bénéficie de l'acoustique, du confort et de la qualité exceptionnels d'un stéthoscope de qualité cardiologique 3M™ Littmann®, renforcés par une puissante technologie digitale. Des fonctionnalités telles que l'amplification jusqu'à x40 et la réduction actIV™e du bruit ambiant peuvent vous aider à ausculter avec une confiance accrue. Le stéthoscope 3M™ Littmann® CORE se connecte avec le logiciel Eko sur un appareil mobile pour visualiser, enregistrer et partager des données.

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Poids du produit</b>	0.232 kg
<b>Digital</b>	Oui
<b>Longueur du tube</b>	69 cm
<b>Membrane réglable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Membrane: époxy et fibre de verre, contour d'oreille: aluminium anodisé, pièce de poitrine: acier inoxydable sans latex
<b>sku</b>	1575802
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Application</b>	Cardiologie
<b>Construction binaurale</b>	Double tube
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Couleur de la poignée</b>	Noir
<b>Finition du pavillon</b>	Arc-en-ciel miroir
<b>La technologie du pavillon</b>	Double face
<b>Performances acoustiques</b>	10+
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de stéthoscope</b>	CORE digital