

1601366 - Lampe d'examen CARLA - bras flexible 100 cm - 1 pc



Déscription

CARLA est une lampe d'examen professionnel et médical au design moderne et lumineux, idéale pour la médecine générale et pour toutes les spécialités. La tête de lampe en forme de goutte garantit une occupation minimale de l'espace et une utilisation polyvalente. CARLA est équipée d'un support mural ou de table flexible et silencieux, pour une manipulation exceptionnelle et un positionnement précis.

Spécifications

Marque	lid
Commande Touchless	Non
Intensité lumineuse	1700 lux
Longueur du bras	100 cm
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de table
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce