

SCB1530111 - Schiller Fred Easy - semi-automatique



Déscription

Le défibrillateur externe semi-automatique FRED easy est le meilleur outil de sauvetage pour tous les services d'urgence : ambulances, pompiers ... Il est léger, robuste, facile à utiliser et convient donc à toutes les situations.

Le FRED easy utilise MULTIPULSE BIOWAVE, la forme d'onde biphasique pulsée avec compensation de l'impédance du patient. Cette forme d'onde est aussi efficace pour les adultes que pour les enfants grâce à la reconnaissance automatique des électrodes pédiatriques et à l'ajustement de l'énergie.

Des instructions vocales et à l'écran conviviales, ainsi qu'une analyse rapide du rythme et l'administration d'un choc guident le secouriste tout au long du processus de réanimation et minimisent les temps d'arrêt.

Pour surveiller le patient du début à la fin du processus de réanimation, les données d'intervention sont enregistrées et peuvent être consultées sur un PC. Il est également possible de générer un rapport.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	SCB1530111
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce