

## 1551196 - Ergoselect 12 avec terminal de commande "Ergometrics" type M



### Déscription

Une fonctionnalité progressive et un design expressif, combinés pour créer le parfait ergomètre d'effort. La faible hauteur du banc permet un accès facile pour les patients âgés - sans déranger l'unité d'ergométrie, les éléments de soutien et le siège.

#### Caractéristiques:

- poids du patient jusqu'à 200 kg
- inclinaison horizontale et latérale jusqu'à 45
- gamme de charge de 6 à 450 watts
- une large gamme d'options d'expansion
- le fonctionnement à distance de l'appareil

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ergoline
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	200 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce