

1005980 - Cartouches N2O - 8 g - pour ancien modelles CryoPen - 10 pc



Déscription

Une boîte de 10 cartouches de 8 grammes de N2O pour les anciens modèles de CryoPen. Une fois percé, la pression restera sans perte pendant une semaine environ. Conservation à température ambiante.

Spécifications

Marque	H&O Equipments
Catégorie cryothérapie	Cartouches
Convient pour	Anciens modèles
Grammage cartouches N2O	8 grammes (pour 100 sec)
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Boîte