

1549545 - Balance de cuisine KS36 - 1 pc



Déscription

La balance de cuisine a une fonction de calibrage avec poids de calibrage et est idéale pour peser des épices, des poudres ou des pigments. Dispose d'une fonction d'étalonnage avec poids d'étalonnage, un affichage invisible n'apparaît que pendant la mesure, la tare. S'éteint automatiquement après une longue période d'inactivité et dispose d'un indicateur de surcharge.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Calibré	Non
Taxe Bepat	0.06 EUR
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	0,1 g < 500 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Balance diététique et de cuisine