

## 1508419 - Electrode 3M™ Red Dot™ support - gel conduct. - repositionnable - 4 x 3 cm - 1000 pcs



### Déscription

Ces électrodes de surveillance mobile 3M™ Red Dot™ ont une plus grande surface conductrice qui améliore la qualité de l'enregistrement en réduisant les artefacts ECG. Après l'application initiale, ils peuvent être déplacés une fois, et il n'est donc pas nécessaire de les remplacer immédiatement.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | 3M™                          |
| <b>Composition</b>               | Gel guide adhésif en lin     |
| <b>sku</b>                       | 1508419                      |
| <b>EKG catégorie</b>             | Electrodes & accessoires ECG |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                        |