

1208067 - Porte-aiguille Halsey - TUC (dorée) - 13 cm - 1 pc



Déscription

Porte-aiguille de type Halsey en acier de haute qualité. Idéal pour les sutures entre 4-0 et 6-0. Le porte-aiguille est rectiligne et mesure 130 mm. Poignée dorée.

Spécifications

Marque	Nopa
Dimensions du produit	L 13 cm
Composition	Acier inoxydable
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Type d'emballage	Pièce
Type porte-aiguilles	Porte-aiguilles