

1559850 - Gants d'examen Vinyl - non-stérils - non-poudrés - transparent - M - 10 x 100 pcs



Déscription

Texa® gants d'examen en vinyl AQL 1.5. Offre une protection remarquable contre les infections croisées entre patients et utilisateurs. Parfaitement indiqué pour les personnes allergiques au latex. Sa résistance permet un usage prolongé. La rigidité de la manchette empêche le retour du gant sur le dos de la main. Souple et façonné ergonomique pour un confort optimum.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Texa |
| Poudré | Non |
| Longueur de la manchette | 24 cm |
| Composition | Vinyle |
| sku | 1559850 |
| Conforme à la norme HACCP | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Méthode de sterilisation | Non applicable |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Stérile | Non |
| Taille | M |
| Type d'emballage | Carton |