

## 1573978 - Pèse-bébé Multina Comfort 8352 - 601 x 346 x 92 mm - 1 pc



### Déscription

Pèse-bébé avec balance amovible pour peser les enfants jusqu'à 20 kg. La balance est facile à utiliser avec un seul bouton et dispose d'un écran LCD facile à lire avec une hauteur de chiffres de 13 mm. Fonction d'arrêt automatique à économie d'énergie et alimenté par une pile de 9V (non incluse).

## Spécifications

<b>Marque</b>	Soehnle
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Poids max.</b>	20 kg
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1573978
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	10 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-bébés numériques