

## 1603670 - sachets de stérilisation (peel-pack) sachets sans soufflet - pelable bop 60 g/m<sup>2</sup> - 22 x 30 cm - 600 pcs



### Déscription

Sachets laminés, full peel bop sans trame 60g/m<sup>2</sup> pour l'emballage stérile d'instruments et de fournitures médicales.

Attention: les ciseaux figurant sur l'image ne sont pas inclus dans le sac plastifié.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Matière synthétique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	22 x 30 cm
<b>Type d'emballage</b>	Carton