

## 1549490 - Coussin CVA Relax - housse bi-tec - L 285 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin Relax CVA est conçu pour les personnes paralysées. Le coussin procure un sentiment de protection et de détente à ces patients. La forme spécifique de ce coussin soutient la jambe et le bassin paralysés et les empêche de basculer vers l'extérieur.

Lors du changement de position, la zone paralysée est déplacée de quelques degrés et la circulation sanguine est stimulée. Cela permet de réduire et de prévenir les escarres.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 285 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>sku</b>	1549490
<b>Lavable</b>	40°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce