

## 1510434 - Seca 416 infanomètre - 33 jusqu'à 100 cm - 1 pc



### Déscription

La construction solide et le haut niveau de stabilité de cet infantomètre permettent une mesure rapide et aisée de la taille des nourrissons mais aussi de celle d'enfants jusqu'à deux ans.

La surface d'appui particulièrement large, et les bords latéraux relevés et arrondis assurent le positionnement sûr et correct du bébé. L'appuie-pieds fixé sur des roulettes coulisse dans deux glissières et le long de l'échelle graduée ; il peut être bloqué en position de mesure de sorte qu'on peut s'occuper d'abord du bébé avant de noter le résultat de la mesure. Tous les éléments de cet instrument sont d'une qualité robuste et durable.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Non
<b>Connectable aux balances</b>	Non
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Toise bébé
<b>Plage de mesure</b>	33 - 100 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce