

## 1533148 - Coussin genou Relax - housse bi-tec - L 58 x L 30 x H 30 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin pour genoux convient pour soutenir les jambes et les genoux. Il soutient le creux des genoux et ramène les jambes à un angle droit : cela soulage les vertèbres du bas du dos et détend les muscles.

Ce grand coussin pour les jambes est également idéal comme coussin anti-escarres pour prévenir les escarres. Ce coussin pour genoux offre un soutien confortable et bien ajusté, de sorte que les jambes et les genoux restent confortablement dans la même position. De plus, le coussin est ignifuge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 30 cm, H 30 cm, L 58 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>sku</b>	1533148
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	40°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce